

# GP

**perfect® 徕丰**  
[www.sw-perfect.com](http://www.sw-perfect.com)

## 牙胶尖切断器

GP Flow是一款专为牙科医生设计,适用于根管治疗过程中,通过加热水工作尖,软化和/或切断牙胶尖以备根管填充使用。



# Flow

# GP FLOW

**perfect® 葆丰**

www.sw-perfect.com

## 牙胶尖切断器

## Features 特点

### 高效 Efficient

0.2s超速升温，4种温度可选择：  
150°C, 180°C, 200°C, 230°C

### 方便操作 Easy to use

3键操作，逻辑简单，工作尖可360°旋转  
使用方便

### 续航久 Durable

2600mAh电池容量，90天超长续航

### 舒适 Comfortable

95g重感，轻便，符合人体工学设计原理

## Information 参数

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 尺寸      | 174 x 25 x 25mm                |
| 工作尖尺寸   | 40/.04; 45/.04; 50/.04; 55/.08 |
| 加热温度    | 150°C, 180°C, 200°C, 230°C     |
| 重量      | 95±2g                          |
| 供电电源    | 3.7V / 2600mAh 锂电池             |
| 电源适配器输出 | 5V DC, 2A                      |
| 电源适配器输入 | AC 100-240~50/60Hz             |
| 灭菌条件    | 135°C, 4minutes, 0.22Mpa       |

