


Micro Shaper

显微根管锉

专为显微镜下治疗而设计的器械

配合显微镜使用


张口小患者也能轻松进入根管进行治疗



perfect® 葆丰

www.sw-perfect.com

K型 Micro K Shaper



H型 Micro H Shaper



材 料：不锈钢

包装规格：6 支/盒（板） 混装/单装

型 号：ISO sizes 灭 菌：≤134℃



K型微开口锉组合

010 04 010 06 015 04

工作部7mm,工作部特殊工艺处理，用于根管探查、微开。

K型清理锉组合

015 02 020 02 025 02 030 02 035 02 040 02

用于根管预确认预备效果，同时可以清理古塔波胶、粘固粉、钙化牙本质中的杂物以及堵塞牙根管的物体。



H型清理锉组合

015 02 020 02 025 02 030 02 035 02 040 02

产品和手用H锉使用相同，切削能力强。




深圳市葆丰医疗器械有限公司
Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd

电话：0755-28540953 传真：0755-28540953



扫一扫公众号
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号
获取根管治疗相关知识